

E 454/1

Injektordüse

zur optimalen Reinigung von diverserem Spülgut, insbesondere für Rektoskope.



- Geeignet für Rektoskope.  
Trokarhülsen und weiteres Spülgut

Code EAN: 4002515722954 / Numéro de matériel: 10342490 /  
Ancien Numéro de matériel: 69745402D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Instruments avec lumen [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	8
Cote extérieure, largeur nette en mm	8
Cote extérieure, profondeur nette en mm	300
Cote extérieure, hauteur brute en mm	60
Cote extérieure, largeur brute en mm	160
Cote extérieure, profondeur brute en mm	350
Diamètre en mm	8
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,07