

U 402
Panier
pour 10 soucoupes et 10 assiettes.



- Avec 10 rangées
- Écart entre supports 30 mm mm

Code EAN: 4002515691137 / Numéro de matériel: 10358550 /
Ancien Numéro de matériel: 67640201D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Accessoires	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier à assiettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris
Nombre de rangées	10
Écart entre les supports en mm	30
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	100
Cote extérieure, largeur nette en mm	410
Cote extérieure, profondeur nette en mm	410
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,02
Poids brut en kg	1,96