


U 409  
Panier  
pour la vaisselle classique des bistrots.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Le complément à couverts E 165 est également disponible

Code EAN: 4002515691168 / Numéro de matériel: 10358580 /  
Ancien Numéro de matériel: 67640901D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à vaisselle mixte	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris, Blanc
Nombre de rangées	3
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	155
Cote extérieure, largeur nette en mm	410
Cote extérieure, profondeur nette en mm	410
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,52
Poids brut en kg	2,46