


U 407
Panier
pour la vaisselle classique des bistrots.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Avec différentes hauteurs et écartements de supports
- Le complément à couverts E 168 est également disponible

Code EAN: 4002515691199 / Numéro de matériel: 10358620 /
Ancien Numéro de matériel: 67640701D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Accessoires	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier à vaisselle mixte	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Nombre de rangées	5
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	92
Cote extérieure, largeur nette en mm	400
Cote extérieure, profondeur nette en mm	420
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	520
Cote extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	1,94
Poids brut en kg	3,10