


KFR 20060 PF

Porte-bouteilles

pour ranger les bouteilles de manière sûre et compacte dans le réfrigérateur.



Code EAN: 4002515693377 / Numéro de matériel: 10363580 /
Ancien Numéro de matériel: 36996097EU1

- Pour les appareils K20 000 avec enceinte XL et PerfectFresh
- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- En métal chromé
- Pour 9 bouteilles max., suivant la taille et la forme