

DKF 1000-R

Filtre à anti-odeurs AirClean Longlife régénérant
contre les mauvaises odeurs de cuisine.



Code EAN: 4002515745489 / Numéro de matériel: 10427040 /
Ancien Numéro de matériel: 28996369EU1

- Pour DUU 1000-2 et DUU 1500
- Pour CSDA1xxx/CSDA700x/
KMDA763x/KMDA7476/
KMDA7774 en mode recyclage
- Plus économique qu'un filtre à
usage unique si changé régul.
- Régénération très simple dans le
four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans