

A 207
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Traitement efficace : charge rapide et débit élevé
- Niveau sup. : max. 8 plateaux pr prise en charge instru. à cavité
- Niveau inf. : 8 plateaux horiz. pour instruments ophta. suppl.

Code EAN: 4002515815601 / Numéro de matériel: 10632400 /
Ancien Numéro de matériel: 69620700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments d'ophtalmologie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Plaques/plateaux [nombre]	16
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	8
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	438
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	542
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40
Articles fournis	
A 311 Support pour plateaux [nombre]	2
Tuyau filtrant, A 800 [nombre]	1
Brosse de nettoyage, A 804 [nombre]	1