

DTD 2

Bac d'égouttage

pour le placement en toute sécurité des bidons de produit ProCare.

Code EAN: 4002515933695 / Numéro de matériel: 10695460 /
Ancien Numéro de matériel: 61910001D

Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	62
Cote extérieure, largeur nette en mm	262
Cote extérieure, profondeur nette en mm	420
Cote extérieure, hauteur brute en mm	74
Cote extérieure, largeur brute en mm	327
Cote extérieure, profondeur brute en mm	463
Poids brut en kg	1



- Emplacement pour 2 bidons de produit ProCare
- Stabilité assurée des bidons de 5 et 10 l de la série ProCare
- Vidange résiduelle optimale du bidon de produit grâce à l'angle d'inclinaison
- Conçu pour l'utilisation dans un meuble contigu