


DKF 11-R

Filtre à anti-odeurs AirClean Longlife régénérant
pour la hotte Miele DA 7198 W.

Code EAN: 4002515944400 / Numéro de matériel: 10787630 /
Ancien Numéro de matériel: 28996385EU1



- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.
- Durée de vie de 3 ans
- Contient : 1 filtre, dimensions : 25,0 x 19,8 x 4,1 cm