


APFD 402

Insert

pour la prise en charge optimale des couvercles de gobelet à médicaments.



- Pour le rangement de 8 couvercles de gobelet à médicaments
- À utiliser dans le complément de panier APFD 401
- Pour des couvercles de 28 à 35 mm de diamètre

Code EAN: 4002516152170 / Numéro de matériel: 10869850 / Ancien Numéro de matériel: 67540201D


Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour couvercle de gobelets à médicaments	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Capacité	
Couvercle pour gobelet à médicaments [nombre]	8

APFD 402

Insert

pour la prise en charge optimale des couvercles de gobelet à médicaments.

Code EAN: 4002516152170 / Numéro de matériel: 10869850 /  
Ancien Numéro de matériel: 67540201D



Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	180
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02