

TC 900

Cadre d'habillage

Pour appareils de largeur 900 mm sans condens. vapeur ou dispositif de séchage.



- Avec porte SAV verrouillable
- Le cache jusqu'au plafond doit être placé côté installation

Code EAN: 4002515991756 / Numéro de matériel: 10880700 /  
Ancien Numéro de matériel: 69252003D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cache	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	840
Cote extérieure, largeur nette en mm	845
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1045
Cote extérieure, hauteur brute en mm	990
Cote extérieure, largeur brute en mm	845
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	48,90
Poids brut en kg	63,90