

DS 10

Pompe de dosage à membrane

Pour bidons de 10 litres, pour le dosage des produits liquides.



- Pour l'installation de pompes de dosage supplémentaires
- Pour dosage de produits de lavage/rinçage, d'agents neutralisants
- Avec canne d'aspiration pour bidons de 10 litres
- Livraison : pompe/lance/contrôle du volume de dosage et tuyaux

Code EAN: 4002515992241 / Numéro de matériel: 10880870 / Ancien Numéro de matériel: 69249101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
AC/DC	DC
Tension en V	24
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	200
Cote extérieure, largeur brute en mm	480
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	1,05
Poids brut en kg	1,25