

SC

Condenseur de vapeur

Pour une déshumidification et un refroidissement optimal de l'air évacué.



- Uniquement en combinaison avec le dispositif de séchage
- Connexion possible sur circuit de refroid. côté installation

Code EAN: 4002516024323 / Numéro de matériel: 10928990 / Ancien Numéro de matériel: 69251300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	770
Cote extérieure, largeur brute en mm	1200
Cote extérieure, profondeur brute en mm	800
Poids net en kg	14,00
Poids brut en kg	135,00
Normes, contrôles, indicateurs	
UL	•