

PR

Imprimante intégrée

Pour imprimer les protocoles de traitement.



Code EAN: 4002516024040 / Numéro de matériel: 10931290 /
Ancien Numéro de matériel: 69247003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8617	•
Propriétés du produit	
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	95
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	291
Poids net en kg	0,92
Poids brut en kg	2,50