

FP 900

Socle

Avec tôle de fond et perforations pour dispositifs d'évacuation.



- Convient pour appareils à 2 portes de largeur 900 mm
- Cadre avec bac collecteur intégré en inox
- Pour appareils avec vanne de vidange ou pompe de vidange

Code EAN: 4002516031925 / Numéro de matériel: 10941870 /  
Ancien Numéro de matériel: 69253005D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8616	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	100
Cote extérieure, largeur nette en mm	900
Cote extérieure, profondeur nette en mm	990
Cote extérieure, hauteur brute en mm	161
Cote extérieure, largeur brute en mm	935
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	25,20
Poids brut en kg	36,30