

A 503

Chariot

sans niveau, pour nettoyer la verrerie et les ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et compléments à mailles
- Selon la hauteur, jusqu'à 6 modules peuvent être utilisés
- Baguette et tige supérieures amovibles

Code EAN: 4002516050445 / Numéro de matériel: 10973900 /
Ancien Numéro de matériel: 69650301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot avec modules complémentaires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	433
Cote extérieure, largeur nette en mm	790
Cote extérieure, profondeur nette en mm	650
Cote extérieure, hauteur brute en mm	790
Cote extérieure, largeur brute en mm	860
Cote extérieure, profondeur brute en mm	715
Poids net en kg	17,00
Poids brut en kg	20,00