


A 601

Utilisation

pour ajouter un niveau supplémentaire au chariot A 501.



- Sans bras de lavage

Code EAN: 4002516050513 / Numéro de matériel: 10973970 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	33
Cote extérieure, largeur nette en mm	590
Cote extérieure, profondeur nette en mm	775
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	610
Cote extérieure, profondeur brute en mm	790
Poids net en kg	2,12
Poids brut en kg	2,96