


A 605

Module

pour le traitement optimal des tubes, flacons, tubes à essai, etc.



- Équipé de 98 buses d'injection
- H max. 160 mm, Ø max. 20 mm
- Utilisable dans le chariot A 503

Code EAN: 4002516063339 / Numéro de matériel: 10999010 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	98
Flacons [nombre]	98
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	158
Cote extérieure, largeur nette en mm	254
Cote extérieure, profondeur nette en mm	604
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40