

A 612

Module

pour un traitement optimal de la verrerie de laboratoire de grand volume.



- Peut être équipé individuellement de buses d'injection
- Pour flacons de laboratoire 2–10 l, ballons gradués 2–6 l
- Pour erlenmeyers 2–5 l, fioles jaugées 2–5 l
- Utilisable dans le chariot A 503

Code EAN: 4002516063353 / Numéro de matériel: 10999050 / Ancien Numéro de matériel: 69661200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	4
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	221
Cote extérieure, largeur nette en mm	253
Cote extérieure, profondeur nette en mm	608
Cote extérieure, hauteur brute en mm	245
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	635
Poids net en kg	3,60
Poids brut en kg	4,40