


A 613

Module

pour un traitement optimal des pipettes volumétriques et de mesure.



- Équipé de 98 buses d'injection
- Convient pour les pipettes de mesure d'un volume de 1–50 ml
- Convient pour les pipettes volumétriques d'un volume de 1–100 ml
- Utilisable dans le chariot A 503

Code EAN: 4002516063360 / Numéro de matériel: 10999070 /  
Ancien Numéro de matériel: 69661300D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les pipettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	98
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	194
Cote extérieure, largeur nette en mm	254
Cote extérieure, profondeur nette en mm	604
Cote extérieure, hauteur brute en mm	200
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40