

A 620

Module

traitement optimal de la verrerie de laboratoire, avec 10 places pour buse.



- Peut être équipé individuellement de 10 buses max.
- Utilisable dans le chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516063391 / Numéro de matériel: 10999100 / Ancien Numéro de matériel: 69662000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	113
Cote extérieure, largeur nette en mm	133
Cote extérieure, profondeur nette en mm	608
Cote extérieure, hauteur brute en mm	145
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	0,77
Poids brut en kg	1,82