

A 621

Module

traitement optimal de la verrerie de laboratoire, avec 20 places pour buse.



- Peut être équipé individuellement de 20 buses max.
- Utilisable dans le chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516063407 / Numéro de matériel: 10999110 / Ancien Numéro de matériel: 69662100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	113
Cote extérieure, largeur nette en mm	173
Cote extérieure, profondeur nette en mm	608
Cote extérieure, hauteur brute en mm	165
Cote extérieure, largeur brute en mm	205
Cote extérieure, profondeur brute en mm	660
Poids net en kg	1,11
Poids brut en kg	2,24