

A 622

Module

pour le traitement optimal du verre de laboratoire, avec 36 points d'injection.



- Équipement individuel possible avec 36 buses max.
- Utilisable dans le chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516063414 / Numéro de matériel: 10999120 / Ancien Numéro de matériel: 69662200D

Famille produit		
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire		•
Accessoires		
PLW 8615		•
PLW 8616		•
PLW 8617		•
Catégorie de produit		
Complément/module pour la verrerie à col étroit		•
Complément pour diverses bouteilles		•
Propriétés du produit		
Matériau	Inox	
Couleur	Inox	
Composant du système EasyLoad		•
Domaine d'application		
Traitement de la verrerie de laboratoire		•
Capacité		
Verrerie à col étroit [nombre]		36
Bouteilles [nombre]		36
Ballons gradués [nombre]		36
Dimensions et poids		
Cote extérieure, hauteur nette en mm		113
Cote extérieure, largeur nette en mm		204
Cote extérieure, profondeur nette en mm		608
Cote extérieure, hauteur brute en mm		145
Cote extérieure, largeur brute en mm		220
Cote extérieure, profondeur brute en mm		625
Poids net en kg		1,42
Poids brut en kg		2,53