

A 506

Chariot

avec 4 niveaux pour nettoyer la verrerie et les ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et compléments à mailles

Code EAN: 4002516063223 / Numéro de matériel: 10999130 /
Ancien Numéro de matériel: 69650600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	12
Compléments à mailles SPRI [nombre]	8
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	555
Cote extérieure, largeur nette en mm	650
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40