

APWD 077

Cuve de vidange

avec lavage des bords et possibilité de raccorder un mitigeur.



Code EAN: 4002516065685 / Numéro de matériel: 11013470 /
Ancien Numéro de matériel: 68507700D

| | |
|---|-------|
| Famille produit | |
| Lave-bassin | • |
| Accessoires | |
| PWD 8541 | • |
| PWD 8545 | • |
| PWD 8546 | • |
| PWD 8549 | • |
| Catégorie de produit | |
| Autres accessoires | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 965 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 500 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 700 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 1150 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 730 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 800 |
| Poids net en kg | 22,90 |
| Poids brut en kg | 34,85 |