


APWD 085

Utilisation

pour traiter et désinfecter de manière optimale la charge dans le lave-bassin.



Code EAN: 4002516065951 / Numéro de matériel: 11013540 /
Ancien Numéro de matériel: 68508500D

Famille produit	
Lave-bassin	•
Accessoires	
PWD 8545	•
Catégorie de produit	
Complément pour bassins et urinaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de bassins et d'urinaux	•
Capacité	
Urinaux [nombre]	3
Bassins [nombre]	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	297
Cote extérieure, largeur nette en mm	399
Cote extérieure, profondeur nette en mm	284
Cote extérieure, hauteur brute en mm	350
Cote extérieure, largeur brute en mm	435
Cote extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	1,92
Poids brut en kg	3,55