


APWD 086

Utilisation

pour traiter et désinfecter de manière optimale la charge dans le lave-bassin.



Code EAN: 4002516065968 / Numéro de matériel: 11013550 /
Ancien Numéro de matériel: 68508600D

Famille produit	
Lave-bassin	•
Accessoires	
PWD 8545	•
Catégorie de produit	
Complément pour bassins et urinaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de bassins et d'urinaux	•
Capacité	
Urinaux [nombre]	3
Bassins [nombre]	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	303
Cote extérieure, largeur nette en mm	205
Cote extérieure, profondeur nette en mm	447
Cote extérieure, hauteur brute en mm	345
Cote extérieure, largeur brute en mm	425
Cote extérieure, profondeur brute en mm	515
Poids net en kg	1,34
Poids brut en kg	3,04