

APWD 098

Utilisation

pour traiter et désinfecter de manière optimale la charge dans le lave-bassin.



Code EAN: 4002516066071 / Numéro de matériel: 11013660 /  
Ancien Numéro de matériel: 68509800D

<b>Famille produit</b>	
Lave-bassin	•
<b>Accessoires</b>	
PWD 8545	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour bassins et urinaux	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de bassins et d'urinaux	•
<b>Capacité</b>	
Urinaux [nombre]	3
Bassins [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	325
Cote extérieure, largeur nette en mm	390
Cote extérieure, profondeur nette en mm	400
Cote extérieure, hauteur brute en mm	365
Cote extérieure, largeur brute en mm	435
Cote extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	2,02
Poids brut en kg	3,58