


APWD 099

Utilisation

pour traiter et désinfecter de manière optimale la charge dans le lave-bassin.



Code EAN: 4002516066088 / Numéro de matériel: 11013670 /
Ancien Numéro de matériel: 68509900D

Famille produit	
Lave-bassin	•
Accessoires	
PWD 8541	•
PWD 8545	•
Catégorie de produit	
Complément pour bassins et urinaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de seaux de chaise percée	•
Traitement de cuvettes	•
Traitement de récipients de récupération	•
Capacité	
Urinaux [nombre]	3
Bassins [nombre]	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	150
Cote extérieure, largeur nette en mm	420
Cote extérieure, profondeur nette en mm	300
Cote extérieure, hauteur brute en mm	195
Cote extérieure, largeur brute en mm	285
Cote extérieure, profondeur brute en mm	410
Poids net en kg	0,70
Poids brut en kg	1,56