


APWD 060

Panier

pour prise en charge optimale de divers compléments et paniers à mailles.



- Hauteur de chargement 230 mm, largeur 370 mm, profondeur 395 mm

Code EAN: 4002516066644 / Numéro de matériel: 11017140 / Ancien Numéro de matériel: 68406000D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre panier	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des plaques/plateaux	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	85
Cote extérieure, largeur nette en mm	395
Cote extérieure, profondeur nette en mm	469
Cote extérieure, hauteur brute en mm	262
Cote extérieure, largeur brute en mm	408
Cote extérieure, profondeur brute en mm	512
Poids net en kg	1,42
Poids brut en kg	2,92