

APWD 061

Panier

pour prise en charge optimale de pièces à main, compléments, paniers à mailles.



- Équipé de 6 supports p. pièces à main, contre-angles et turbines
- Équipé de 6 injecteurs Ø 3,8 mm x 15 mm pour disp. d'aspiration
- Séchage intérieur actif des pièces à main et contre-angles
- Dimensions de chargement h 230, l 320, p 395 mm

Code EAN: 4002516066651 / Numéro de matériel: 11017150 / Ancien Numéro de matériel: 68406100D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	6
Instruments avec lumen [nombre]	6
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	85
Cote extérieure, largeur nette en mm	395
Cote extérieure, profondeur nette en mm	469
Cote extérieure, hauteur brute en mm	262
Cote extérieure, largeur brute en mm	408
Cote extérieure, profondeur brute en mm	512
Poids net en kg	2,18
Poids brut en kg	3,68