

APWD 062

Utilisation

pour prise en charge optimale d'instruments en position verticale.



- Pour accueillir sondes, pinces et miroirs dentaires
- Adapté aux limes, ciseaux et instruments de podologie.

Code EAN: 4002516066668 / Numéro de matériel: 11017160 /  
Ancien Numéro de matériel: 68406200D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les instruments	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	122
Cote extérieure, largeur nette en mm	124
Cote extérieure, profondeur nette en mm	395
Cote extérieure, hauteur brute en mm	160
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	415
Poids net en kg	0,71
Poids brut en kg	0,95