

APWD 063

Utilisation

pour prise en charge optimale de jusqu'à 8 tablettes ou cassettes.



- Équipé de 9 supports, distance 40 mm

Code EAN: 4002516066675 / Numéro de matériel: 11017170 /
Ancien Numéro de matériel: 68406300D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des plaques/plateaux	•
Capacité	
Plaques/plateaux [nombre]	8
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	110
Cote extérieure, largeur nette en mm	103
Cote extérieure, profondeur nette en mm	389
Cote extérieure, hauteur brute en mm	185
Cote extérieure, largeur brute en mm	222
Cote extérieure, profondeur brute en mm	556
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	1,09