


APWD 064

Capuchon

pour traitement optimal des instruments de transfert.



Code EAN: 4002516066682 / Numéro de matériel: 11017180 /  
Ancien Numéro de matériel: 68406400D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	2
Cote extérieure, largeur nette en mm	2
Cote extérieure, profondeur nette en mm	2
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01