


APWD 067

Traitement optimal des instruments de transfert dans le panier APWD 061

Pour le traitement optimal des instruments de transfert dans le panier APWD 061



- Utilisable uniquement avec partie inférieure corresp. APWD 068

Code EAN: 4002516066729 / Numéro de matériel: 11017200 / Ancien Numéro de matériel: 68406700D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Adaptateur	•
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	2
Cote extérieure, largeur nette en mm	346
Cote extérieure, profondeur nette en mm	3
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01