


APWD 069

Filtre

Pour le traitement d'instruments de transfert avec le logement APWD 068



- Pour éviter les blocages par des particules minimes
- Inox, réutilisable

Code EAN: 4002516066743 / Numéro de matériel: 11017220 /
Ancien Numéro de matériel: 68406900D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	3
Cote extérieure, profondeur nette en mm	3
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00