

APWD 071

Adaptateur en silicone

Pour le logement d'instruments de transfert Ø 14–17 mm



- Utilisable uniquement avec le support APWD 067

Code EAN: 4002516066767 / Numéro de matériel: 11017240 / Ancien Numéro de matériel: 68407100D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Adaptateur	•
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	2
Cote extérieure, largeur nette en mm	3
Cote extérieure, profondeur nette en mm	3
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01