

APWD 066

Logement

pour le traitement optimal des pointes de l'Air Scaler et du Piezo Scaler.



- Approprié pour une grande variété de pointes

Code EAN: 4002516066774 / Numéro de matériel: 11017250 /  
Ancien Numéro de matériel: 68406600D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Pointes à ultrasons [nombre]	3
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	5
Cote extérieure, largeur nette en mm	5
Cote extérieure, profondeur nette en mm	5
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	90
Cote extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,05