

A 623
Module
pour la prise en charge optimale des cylindres gradués.



- Équipé de 4 buses
- Pour cylindre gradué de 1-2 l de capacité
- Surface de contact pivotante pour une manipulation facile

Code EAN: 4002516071440 / Numéro de matériel: 11025560 /
Ancien Numéro de matériel: 69662300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour cylindres gradués	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Capacité	
Éprouvettes graduées [nombre]	4
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	437
Cote extérieure, largeur nette en mm	255
Cote extérieure, profondeur nette en mm	608
Cote extérieure, hauteur brute en mm	540
Cote extérieure, largeur brute en mm	530
Cote extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	6,30
Poids brut en kg	7,80