

A 846

Injektordüse

avec revêtement, pour nettoyer les flacons de laboratoire et ballons gradués.



- Pour les flacons de laboratoire jusqu'à 10 L et ballons gradués jusqu'à 6 L
- Longueur buse : 127 mm
Longueur buse avec support : 158 mm
- Ø buse : 10 mm
- Convient pour le module A 313 et A 612

Code EAN: 4002516071464 / Numéro de matériel: 11025590 / Ancien Numéro de matériel: 69684600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, null, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	158
Cote extérieure, largeur nette en mm	110
Cote extérieure, profondeur nette en mm	110
Cote extérieure, hauteur brute en mm	160
Cote extérieure, largeur brute en mm	145
Cote extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,37