


A 847  
 Injektordüse  
 avec revêtement, pour nettoyer les erlenmeyers.



- Longueur buse : 127 mm
- Ø buse : 10 mm <br> Ø de la surface d'appui : 142 mm
- Convient pour le module A 313 et A 612

Code EAN: 4002516071471 / Numéro de matériel: 11025600 /  
 Ancien Numéro de matériel: 69684700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	170
Cote extérieure, largeur nette en mm	249
Cote extérieure, profondeur nette en mm	35
Cote extérieure, hauteur brute en mm	305
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,12
Poids brut en kg	0,27