

A 848

Injektordüse

avec revêtement, pour nettoyer les fioles jaugées.



- Longueur buse : 350 mm
- Ø buse : 10 mm <br> Ø de la surface d'appui : 142 mm
- Convient pour le module A 313 et A 612

Code EAN: 4002516071488 / Numéro de matériel: 11025610 /  
Ancien Numéro de matériel: 69684800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	350
Cote extérieure, largeur nette en mm	20
Cote extérieure, profondeur nette en mm	20
Cote extérieure, hauteur brute en mm	350
Cote extérieure, largeur brute en mm	180
Cote extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,53