


APFD 201

Insert

Pour la prise en charge optimale de masques respiratoires.



- Pour la prise en charge sûre de 6 masques respiratoires
- Accessoires : 1 panier petites pièces avec 6 compart. couleur
- Avec couvercle séparé pour pièces particulièrement fragiles (6 compartiments)

Code EAN: 4002516080480 / Numéro de matériel: 11045760 / Ancien Numéro de matériel: 67020101D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8063	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour masques respiratoires	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des masques respiratoires	•
<b>Capacité</b>	
Masques respiratoires [nombre]	6
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	219
Cote extérieure, largeur nette en mm	470
Cote extérieure, profondeur nette en mm	480
Cote extérieure, hauteur brute en mm	255
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	570
Poids net en kg	5,70
Poids brut en kg	7,11