

FA WS 151 L

Flacon de parfum WhiteFlower Sensitive

une expérience olfactive – notes florales et fraîcheur d'agrumes.

Code EAN: 4002516118503 / Numéro de matériel: 11047270 /
Ancien Numéro de matériel: 11997162EU1



- Intensité du parfum réglable à tout moment
- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à 4 semaines
- Du linge merveilleusement parfumé – sans adoucissant
- Sans ingrédients allergènes
- Pour les sèche-linge et armoires séchantes de Miele avec FragranceDos
- Pour 50 cycles de séchage ou 70 utilisations dans l'armoire séchante