

A 315

Module

pour améliorer la capacité et le traitement des instruments à cavité.



- Augmentation de la capacité d'injection de 22 à 44 pièces
- Rétrocompatible avec tous les modèles A 151 du marché
- Pour tous adaptateurs dentaires/ ORL et accessoires courants

Code EAN: 4002516087861 / Numéro de matériel: 11055980 / Ancien Numéro de matériel: 69631500D

Familie produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Autre complément/autre module	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Instruments ORL [nombre]	22
Instruments rotatifs [nombre]	22
Aspirateurs [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	145
Cote extérieure, largeur nette en mm	492
Cote extérieure, profondeur nette en mm	542
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,35
Poids brut en kg	2,35
Articles fournis	
Jeu de clés A 838 [nombre]	1