


APLW 000

Chariot

Prise en charge optimale de verrerie de laboratoire sur les niveaux supérieurs.



- Équipé d'un bras de lavage intégré
- Pour la prise en charge de compléments
- Dimensions de chargement : 484 x 525 mm

Code EAN: 4002516115281 / Numéro de matériel: 11104470 /
Ancien Numéro de matériel: 69300000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les bécards	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	160
Cote extérieure, largeur nette en mm	560
Cote extérieure, profondeur nette en mm	532
Cote extérieure, hauteur brute en mm	190
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,30
Poids brut en kg	6,07