

APLW 001

Chariot

Prise en charge optimale de verrerie de laboratoire sur les plus bas niveaux.



- Largeur de chargement maximale : 470 mm
- Profondeur de chargement maximale : 490 mm

Code EAN: 4002516115298 / Numéro de matériel: 11104480 /
Ancien Numéro de matériel: 69300100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les bécjers	•
Chariot pour compléments	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	135
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	582
Cote extérieure, hauteur brute en mm	190
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,20
Poids brut en kg	5,90