


APLW 002

Chariot

Prise en charge optimale de verrerie de laboratoire gros volume, 5 et 10 l.



- Équipé de 5 buses
- Pour accueillir jusqu'à 4 bouteilles d'un Ø de 240 mm max.
- Pour accueillir jusqu'à 5 bouteilles d'un Ø de 190 mm max.

Code EAN: 4002516115304 / Numéro de matériel: 11104490 /
Ancien Numéro de matériel: 69300200D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Module pour verrerie de laboratoire grand volume | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Bouteilles [nombre] | 5 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 413 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 535 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 582 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 580 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 565 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 615 |
| Poids net en kg | 5,94 |
| Poids brut en kg | 8,49 |