

APLW 003

Chariot

Prise en charge optimale de verrerie de laboratoire gros volume jusqu'à 20 l.



**Image
in progress**

- Équipé de 4 buses
- Pour accueillir jusqu'à 2 bouteilles d'un Ø de 280 mm max.
- Pour prendre en charge jusqu'à 2 bouteilles de Ø 190 mm max.

Code EAN: 4002516115410 / Numéro de matériel: 11104500 / Ancien Numéro de matériel: 69300300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Bouteilles [nombre]	2
Erlenmeyer [nombre]	2
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	400
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	582
Cote extérieure, hauteur brute en mm	580
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,08
Poids brut en kg	7,63