

APLW 004

Chariot

Prise en charge optimale de verrerie de laboratoire gros volume jusqu'à 50 l.



- Équipé de 1 buse

Code EAN: 4002516115427 / Numéro de matériel: 11104510 /
Ancien Numéro de matériel: 69300400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Bouteilles [nombre]	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	588
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	582
Cote extérieure, hauteur brute en mm	760
Cote extérieure, largeur brute en mm	625
Cote extérieure, profondeur brute en mm	715
Poids net en kg	4,68
Poids brut en kg	9,83